

BERPU®

配药针(钝针)




45°角钝针尖
-易于穿刺瓶塞
-减少橡胶落屑
-减少意外针刺风险

特殊针座和护帽颜色
-易于识别

STERILE | EO

CE 0123

技术 参数



配药针(钝针)

规格	18G, 17G, 16G	
材质	针座	医用级PP
	护套	医用级PP
	针管	SUS 304
用途	一次性配药针（钝针）适用于抽取液体和配药	
不含乳胶	是	
灭菌方式	环氧乙烷灭菌	
质保	5年	
标准	EN ISO 7864:2016	
认证	CE, ISO13485, FDA	

BERPU®

技术 参数



包装

配药针(钝针)包装信息

型号	规格	中盒数量	外箱数量	外箱尺寸(毫米)
R11830	18GX1 1/4"	100/盒	40/箱	395x235x378
R11840	18GX1 1/2"	100/盒	40/箱	395x235x378
R11735	18GX1 2/5"	100/盒	40/箱	395x235x378
R11740	18GX1 1/2"	100/盒	40/箱	395x235x378
R11750	17GX2"	100/盒	40/箱	395x235x378
R11625	16GX1"	100/盒	40/箱	395x235x378
R11630	16GX1 1/4"	100/盒	40/箱	395x235x378
R11640	16GX1 1/2"	100/盒	40/箱	395x235x378

BERPU®

电话: 0577-85501388

邮箱: sales@berpu.com

官网: www.berpu.com

地址: 浙江省温州龙湾区永兴街道兴吉路14号

邮编: 325000